

★★★★★
HOSPITALITY
COLLECTION

Objekta® SPEZIALITÄTEN – TYP 2000 FH® Kopfkissen

schwerentflammbar nach BS EN ISO 12952-1 und 12952-2

Gleichmäßig geschnittene, schwerentflammbare Polyurethanstäbchen verleihen dem Kissen seine enorme Rückstellfähigkeit. Die gleichmäßig geschnittenen Stäbchen bewirken, dass das Füllmaterial bei sachgemäßer Behandlung nicht verklumpt.

Das Material entspricht den hohen Sicherheitsanforderungen, die an ein schwerentflammbares Gewebe gestellt werden. Die Schwerentflammbarkeit ist permanent und wird durch viele Waschzyklen nicht beeinträchtigt.



Objekta® SPEZIALITÄTEN – TYP 2000 FH® Kopfkissen



Bezug unverteptes Kissen: Robustes Perkal Gewebe gefertigt aus 100% Trevira CS®, 100% Polyester

verteptes Kissen: Robustes Perkal Gewebe gefertigt aus 100% Trevira CS®, 100% Polyester, versteppt mit Trevira CS®

Füllung Schwerentflammbare, gleichmäßig geschnittene Polyetherstäbchen

Produkt	Größe in cm*	Verarbeitung	Füllgewicht	Art.Nr.
TYP 2000 FH® KOPFKISSEN schwer entflammbar	40 x 40	unverteppt	180 g	74140
	40 x 80		450 g	74139
	60 x 80		700 g	74137
	80 x 80		1000 g	74141
TYP 2000 FH® STEPPKISSEN schwer entflammbar	40 x 80	Karosteppung	350 g	75205
	60 x 80		600 g	75208
	80 x 80		750 g	75210

*Weitere Größen auf Anfrage



TYP 2000 FH® KOPFKISSEN

TYP 2000 FH® STEPPKISSEN

Schematische Darstellung des Steppbilds

Eine unversteppte Kissenhülle lässt die Komfort- und Liegeeigenschaften des Füllmaterials eines Kissen deutlich spürbar werden.

Eine versteppte Kissenhülle sichert ein gleichmäßiges Erscheinungsbild der Kissenoberfläche. Aufgrund der größeren Reißfestigkeit einer versteppten Kissenhülle steigt damit außerdem die Lebensdauer des Kissens.